




SISTEMA DE PILARES **UNIVERSALES**



Desde 1985 » Simple. Previsible. Rentable.


GUÍA DE MEDICIÓN DE LOS PILARES UNIVERSALES



SISTEMA DE PILARES UNIVERSALES



Los Pilares Universales Bicon de 0° y 15° son individualmente etiquetados indicando su serie y perfil



Los Pilares Universales Bicon están disponibles como parte de las bibliotecas digitales para su uso con los sistemas principales de CAD/CAM



Los Pilares Universales Bicon son ideales para todos los tipos de restauraciones incluyendo las Coronas Integrada al Pilar™ (IAC®) y las restauraciones TRINIA™



Los Pilares Universales Bicon están diseñados con tres perfiles mientras se mantiene la integridad de la base semiesférica



Los Pilares Universales Bicon ofrecen cofías protésicas coordinadas por colores para la toma de impresión y procedimientos de temporización



Los Pilares Universales Bicon tienen una nueva cofía de cicatrización plástica para conservar el perfil de emergencia y proporcionar comodidad al paciente



Los Pilares Universales Bicon ofrecen análogos de transferencia del pilar y cofías de impresión coordinados por colores para facilitar la selección del análogo de transferencia apropiado




COMPONENTES PARA PILARES UNIVERSALES



Escoger los componentes protésicos apropiados correspondientes a la marca sobre la cabeza de cada pilar.

ETIQUETAS



SERIE	PERFIL		
	BAJO	ESTÁNDAR	ALTO
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	



Escoger los componentes protésicos apropiados correspondientes a la marca sobre la cabeza de cada pilar.